

INFEKCIÓKONTROLL SZABÁLYZAT

A BEÉRKEZŐ ANYAGOK VÉRREL VAGY NYÁLLAL LEHETNEK SZENNYEZETEK, EZÉRT EGY KÜLÖN FOGADÓ RÉSZLEG KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES.

- A FOGADÓ RÉSZLEGBEN DOLGOZÓKNAK EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKET (**KESZTYŰ, MASZK, SZEMŰVEG**) KÖTELEZŐ HASZNÁLNI.
- A SZENNYEZETT ANYAGOT DEKONTAMINÁLNI (FERTŐTLENÍTENI, MENTESÍTENI) KELL.
- A SZENNYEZETT ÉS TISZTA MUNKAFOLYAMATOK SZIGORÚAN LEGYENEK ELKÜLÖNÍTVE.
- A SZENNYEZETT ANYAGKEZELŐ RÉSZLEGBE BELÉPÉSKOR ÉS ONNAN KILÉPVE KÉZFERTŐTLENÍTÉST KELL VÉGEZNI.
- A SZENNYEZETT ANYAGOK (LENYOMAT, PROTÉZIS VAGY EGYÉB, POTENCIÁLISAN SZENNYEZETT ANYAG) CSAK TISZTÍTÁST ÉS FERTŐTLENÍTÉST KÖVETŐEN KERÜLHETNEK KI A FOGADÓ RÉSZLEGBŐL.

LENYOMATOK ÉS PROTÉZISEK KEZELÉSE

- A LENYOMATOKAT A LENYOMATVÉTEL HELYÉN, A FOGÁSZATI RENDELŐBEN, ÉS A FOGÁSZATI LABORATÓRIUMBA ÉRKEZÉSÉT KÖVETŐEN IS FERTŐTLENÍTENI KELL. A LENYOMATOK FERTŐTLENÍTÉSÉRE KIZÁRÓLAG LENYOMATOK FERTŐTLENÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZHATÓK.
- A LENYOMATOKAT A MEGFELELŐ BEHATÁSI IDŐ LETELTE UTÁN LEHET LEÖBLÍTENI.
- ÉRDEMES, DE NEM KÖTELEZŐ A GŐZBOROTVÁT ÉS A PUSZTERT MELLŐZNI, MIVEL HASZNÁLATA AEROSZOLKÉPZŐDÉSSSEL JÁR. VÉDŐFELSZERLÉS VISELÉSE HASZNÁLATUK KÖZBEN KÖTELEZŐ!

HASZNÁLT PROTÉZISEK KEZELÉSE

MINDEN PROTÉZIST MEG KELL TISZTÍTANI, **FERTŐTLENÍTŐ** ELJÁRÁSNAK KELL ALÁVETNI: MIND A KÉZI, MIND AZ ULTRAHANGOS TISZTÍTÓBERENDEZÉSBEN FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZERT KELL ALKALMAZNI.

A KORÁBBAN MÁR SZÁJBAN VISELT PROTÉZIST KÉZI TISZTÍTÁS ESETÉN ELŐSZÖR KEFÉVEL MAJD TISZTÍTÓ HATÁSÚ FERTŐTLENÍTŐSZERREL KELL MEGTISZTÍTANI A NAGYOBB TÖRMELEK ÉS SZENNYEZŐDÉS ELTÁVOLÍTÁSA CÉLJÁBÓL.

A FERTŐTLENÍTÉST KÖVETŐEN FOLYÓ CSAPVÍZZEL TÖRTÉNŐ ALAPOS ÖBLÍTÉS, MAJD SZÁRÍTÁS SZÜKSÉGES. PUSZTERRAL VALÓ SZÁRÍTÁS SZIGORÚAN TILOS!

A TISZTÍTÁSHOZ ALKALMAZOTT KEFÉKET STERILIZÁLNI KELL.

VÉDŐESZKÖZ-HASZNÁLATA KÖTELEZŐ



A LABOR BELSŐ TERÜLETÉNEK FERTŐTLENÍTÉSE, VAGY TISZTÍTÁSA.

- A PADOZAT TISZTÍTÓSZERES ÉS FERTŐTLENÍTŐSZERES LEMOSÁSA,
- FOGANTYÚK, KILINCSEK, KAPCSOLÓK FERTŐTLENÍTÉSE,
- A NAP KEZDÉTEKOR ÉS VÉGÉN MINDEN VÍZSZINTES FELÜLET FERTŐTLENÍTÉSE, FERTŐTLENÍTŐSZERES FELMOSÁS JAVASOLT.
- SZELLŐZTETÉS (MINDEN ÓRÁBAN 5 PERC, HA A LÉGCSERE EGYÉB ÚTON NEM MEGOLDOTT)