

Automata kalibráció és kiváló tartósság



P53

Okos fogászati marógépek
Automata kalibráció és kiváló tartósság



01 Támogatja a 90°-os függőleges marást

A 90 fokos függőleges marás lehetővé teszi az esztétikusabb metszőfogak kialakítását

02 Független fejlesztés

A teljes hardvert és szoftvert az Up3d fejlesztette, ezáltal tökéletes az összhang a kód és a mechanika működése között

03 Innovatív technológia

Az intelligens korszak úttörője a fogtechnikai laborokban

04 UpCNC szoftver

Egyazon felület számos géphez. Könnyű kezelés és marás, egy kattintással

05 Spórolj okosan

Az új, C- alakú befogó segítségével maximálisan kihasználható a tömb felszíne, még a széleknél is



Korona, híd, redukált korona, implantátum, teljes fogív és egyéb munkák. Támogatja a cirkon, viasz, PMMA, PEEK és egyéb anyagok használatát



Automatikus kalibráció

Kalibráció egyetlen kattintással. Az automatikus kalibráció biztosítja a marógép kiemelkedő pontosságát



Marási állapotjelző led

A P53-as állapotjelző fénye csökkenti az ellenőrzés idejét, ezáltal növeli a hatékonyságot



Távoli elérés

Egyazon program által vezérelt az összes gép, így valós időben értesülhetünk akár egyszerre több gép állapotáról is



Marófejek nyilvántartása

A P53 képes automatikusan kiszámolni az eszközök fennmaradó élettartamát, így előre tervezhet és elkerülheti például a cirkónia törését és az egyéb sikertelen marásokat



Folytatás

Automatikusan folytatja a munkát az előző lépéstől, ezáltal a gép nem végez felesleges munkát és növeli a hatékonyságot akár 80%-kal

P-szériás Fogászati Marógépek



Modell	P53
Méret	443.5×718×628.5 (mm)
Súly	87Kg
Bemeneti feszültség	AC 185~235V、50~60Hz
Maximális teljesítmény	0.8KW
Forgófej teljesítmény	0.52KW (max)
Tengely	5-tengelyes független mozgás
Marási táv	X/Y/Z: 171/210/108 A: ±30° B: ±360°
Marási mód	Száraz Marás
Maximális forgási sebesség	30,000rpm
Maximális előtolási sebesség	3,000mm/min
Szerszámtár	11 darabos
Eszközcseré	Automatikus (Nyomás >0.5MPa)
Forgófej hűtés	Sűrített levegő (Nyomás 0.25~0.35MPa)
Marható anyagok	Cirkon, Viasz, PMMA, PEEK és puha anyagok
Marási idő	Coping : Cirkon-10perc Viasz- 4.5perc
	Korona : Cirkon-13perc Viasz-5.5perc
Eszközök átmérője	2+1+0.6 (Φ 4)



P-szériás Fogászati Marógépek



Modell	P53
Automatikus kalibráció	✓
Automatikus folytatás	✓
Biztonsági ajtó	✓
Eszköz élettartam kezelés	✓
Automatikus elszívás	✓
C- alakú befogó keret	✓
90°-os marási módszer	✓
Automatikus jelölés a tömbökön	✓
Ledes állapotjelző	✓
Távoli vezérlés	✓

P53

Okos fogászati marógépek

Spórolj és engedd szabadjára a képességeid



Új kialakítás, a maximális
kihasználhatóságért





A teljes fogászati Cad/Cam megoldás



www.up3ds.com info@up3d.cn +86-755-26983202

ADD: 17915 Sky Park Circle, Bldg.27, Suite E, Irvine, CA 92614, USA