



Szuper gyors szkennelés

Up3d Scanner Up400



Szkennerekre szakosodva, több mint 8 éve



UP400

Szuper gyors szkennelés

Automatikus kiegészítés



Nyílt rendszer

A támogatott PLY formátum segítségével a 3shape és EXOCAD fájlokat közvetlenül importálhatja



Gyors szkennelés

Csak 12 másodperc szükséges egy szekcionálatlan modell szkenneléséhez



Továbbfejlesztett Upscan Szoftver

Optimalizált interfész és fejlesztett elsődleges algoritmus a gyorsabb szkennelés, és a rövidebb feldolgozási idő érdekében

Szuper gyors modell szkennelés 12 másodperc egy teljes fogív

A továbbfejlesztett szoftver algoritmus lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb szkennelést




Szekcionálatlan modell



UP400 beszkenntelt adat

Nyílt rendszer, jobb integráció Színes szkennelés


Az UP400 képes valódi színeket szkennelni és ezt felhasználni olyan programokban, mint a 3shape vagy az Exocad, így segítve munkáját a kivehető részleges fogpótlások elkészítésében



Az ultra-gyors Up400 Egy jobb szkennelési élményt nyújt

Csapos műcsont lenyomatának szkennelése

Csak 33 másodperc



Triple tray lenyomat szkennelés


Csak 70 másodperc



UPSCAN

Továbbfejlesztett szoftver

Új kezelői felület
Gyorsabb post-processing



Válts szabadon a szkennelési lépések között

Szabadon használható kezelőfelület, nem szükséges mindent előlről kezdeni
Könnyű és kényelmes kezelés



Automatikus addíciós szkennelés

Egy kattintás, és a rendszer automatikusan beszkeneli a kimaradt részeket



Pillérek automatikus kitöltése

Nincs szükség a manuális kiviaszolásra, a rendszer automatikusan kitölti lyukakat

Preparációs szélek bejelölése

Jelöld be a széleket közvetlenül a szkennelést követően, a rövidebb szerkesztési idő érdekében



Up3d Scanner sorozat paraméterek

Modell	UP400
Méret	355*268*384 (mm)
Súly	10kg
Kamerák	2*1.3 (mp)
Pontosság	8 mikron
Projektor	Speciális kék fény / Színes szkennelés
Interfész	USB 3.0
Fájlformátumok	STL; UM; PLY; OBJ
Teljesítmény	AC110-240V , 50HZ
Terméktulajdonságok	Mind az egyben szkennelés Egy kattintásos Triple tray szkennelés Preparációs szél meghatározása
Főbb tulajdonságok	Valódi színes textúra szkennelés Szekcionálatlan modell szkennelés All in one modell szkennelés
Szkennelési sebesség	Teljes fogív: 11s Szekcionálatlan modell szkennelés: 14s Utó- és fő szkennelés: 33s All-in-one: 20s Triple tray: 70s Valódi színes textúra szkennelés: 16s





A digitális technológia segíti a mindennapokat



www.up3ds.com info@up3d.cn +86-755-26983202

ADD: 17915 Sky Park Circle, Bldg.27, Suite E, Irvine, CA 92614, USA